

Freischaltungscode

Zugangscode zur CodeClear App – Testversion

Vielen Dank für Ihr Interesse an der CodeClear App

Dieser Zugangscode ist für eine 14-tägige Testversion der CodeClear App.

Für die korrekte Einrichtung der App gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Laden Sie die App «Code Clear» aus dem App Store (bei Apple-Geräten) oder Google Play Store (bei Android-Geräten) herunter.



2. Öffnen Sie die App und geben Sie den Freischaltcode ein: **q7+=aHU**s
3. Die App führt Sie nun durch die Einrichtung. Geben Sie im Feld ID folgendes ein: **USB_999**
4. Die Einrichtung der App ist nun abgeschlossen. Die App enthält ein integriertes E-Learning-Modul, welches Ihnen die App erklärt.

Interessierte Personen oder Zentren, die die App in ihrer Einrichtung implementieren möchten, können sich gerne unter **codeclear@usb.ch** oder **sabina.hunziker@usb.ch** melden.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Sabina Hunziker und

Team Medizinische Kommunikation Universitätsspital Basel